



Manual de Uso

Cama Komplet Husillos

KH

FEB08 | Cód.:000441.00



INDICE

- 1 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
- 2 - DESCRIPCIÓN
- 3 - CONTRAINDICACIONES
- 4 - POSICIÓN DE USO
- 5 - INSTRUCCIONES DE USO
- 6 - RELACIÓN DE ELEMENTOS
- 7 - ADVERTENCIAS
- 8 - ACCESORIOS

1 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD**

INDUSTRIAS H. PARDO, S.A.
Autovía de Logroño, Km 5,800
50011 - ZARAGOZA

Empresa autorizada por la Subdirección General de Productos Sanitarios
del Ministerio de Sanidad y Consumo con el nº 261 P.S.

DECLARA QUE EL DISEÑO Y FABRICACION DE LA MAQUINA:

Tipo: CAMA
Modelo: BASICA HUSILLO
TREND HUSILLO Y
KOMPLET HUSILLO
Nº serie: Ver etiqueta
Fecha de fabricación: Ver etiqueta

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE:

- La Directiva 93/42/CEE, de 14 de Junio, relativa a los productos sanitarios.
- La Directiva 98/37/CE, de 22 de Junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

NORMATIVA DE REFERENCIA:

- Norma UNE EN 292-1, "Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos. Principios generales para el diseño. Parte 1: Terminología básica, metodología."
- Norma UNE EN 292-2, "Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos. Principios generales para el diseño. Parte 2: Principios y especificaciones técnicas".
- Norma UNE EN 292-2/A1, "Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos. Principios generales para el diseño". Parte 2: Principios y especificaciones técnicas".
- Norma UNE EN 1050, "Seguridad de las máquinas. Apreciación del riesgo."
- Norma UNE-EN 60601-1, "Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad."
- Norma UNE EN 60601-2-38, "Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos particulares para la seguridad de camas de hospital eléctricas." Incluso primera revisión.
- Norma UNE EN 349, "Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano".
- Norma UNE EN 953, "Seguridad de las máquinas. Prescripciones generales para la concepción y la construcción de resguardos".

FIRMADO:



Industrias H. Pardo, S.A.
Autovía de Logroño, Km 5,800
50011 Zaragoza
FÉLIX BARÓ GIMÉNEZ
TÉCNICO GARANTE

Zaragoza, 3 de Enero de 2001

Revisión 02, 1 de Febrero de 2008

2 - DESCRIPCION

La cama KOMPLET FUTURE HUSILLOS está especialmente diseñada para su utilización en hospitales, clínicas y otros usos afines. Somier dividido en cuatro planos articulados mediante husillos. Pedal de frenado de dos posiciones: desbloqueo y bloqueo total de ruedas. Quinta rueda accionada por pedal independiente para facilitar la direccionabilidad y la movilidad de la cama. Posicionado universal del módulo de piernas mediante bisagra reversible. Sistema de posicionado Trendelemburg y Antitrendelemburg mecánico con posibilidad de tres posiciones Trendelemburg y tres posiciones Antitrendelemburg. Dispone de cuatro soportes para el alojamiento de portasueros, potencia, arco balcánico, etc. en material termoplástico. Posee varillas portadrenajes y nasogástricas a ambos lados de la cama.

Componentes


Estructura de acero con recubrimiento superficial en poliéster.

Chasis con cuatro ruedas más quinta rueda de accionamiento opcional.

Lecho formado por 6 piezas termoplásticas indeformables, desmontables e ignífugas.

2.1.- DIMENSIONES

Medidas orientativas y longitud de los módulos en cm.



2.2. - PESOS ORIENTATIVOS

Peso de la cama sin complementos: 131 Kg. Aproximadamente.

Peso del cabecero y del piecero: 13,5 Kg. (Unidad) Aproximadamente.

Peso de las barandillas: 8,5 Kg. (Unidad) Aproximadamente.

Altura lecho-suelo:

Mínima: 47 cm.

Máxima: 86 cm.

3 - CONTRAINDICACIONES

La cama está diseñada para soportar un peso total máximo de 170 Kg. (135 Kg. Usuario, 20 Kg. de colchón y 15 Kg. accesorios).



Advertencia: No utilice el equipo si la altura, anchura y peso del paciente se encuentran fuera de los límites recomendados. Podrían producirse lesiones al paciente o daños al equipo:

- Altura del paciente: entre 140 cm. y 190 cm., 210 cm. con extensible.
- Anchura máxima del paciente: 90 cm.
- Peso máximo del paciente: 135 Kg.

La cama está diseñada para su uso en el interior. No utilizar o almacenar en el exterior o en ambientes húmedos.

No deberán emplearse con esta cama colchones que no sean susceptibles de adaptarse a la articulación del lecho. Existen colchones adecuados que pueden ser suministrados como opción por el fabricante.

Recomendaciones sobre las medidas de los colchones (cm.):

- Anchura: Mínima 80/90, Máxima 84/94.
- Longitud del colchón: Mínimo 190, Máximo 194
- Altura del colchón: Mínimo 13, Máximo 18
- Peso del colchón: entre 10 y 20 Kg.

4 - POSICION DE USO

Puede considerarse como operador de la cama, toda persona que manipule la misma y sus accesorios mediante los dispositivos mecánicos. Puede ser el personal de asistencia o cualquier persona asistente al usuario de la camilla, debidamente instruida.

La palanca de accionamiento de los movimientos Trendelemburg y Antitrendelemburg, el pedal de bloqueo de las ruedas y el pedal de accionamiento de la quinta rueda están situados a los pies de la cama.

4.1.- RECEPCION Y PUESTA EN SERVICIO

Al recibir la cama, ésta se hallará completamente montada en su posición plana/horizontal.

Desembalar y observar que inicialmente no existan deformaciones alarmantes en las distintas partes de la cama.

Revisar que todas las piezas se hallen correctamente encajadas.

5 - INSTRUCCIONES DE USO

5.1.- POSICIONADO-ESCAMOTEADO DE LAS MANIVELAS

Para colocar la manivela en su posición de uso:

1. Tirar de la manivela hacia el exterior de la cama.
2. Orientarla hasta su posición de uso.
3. Empujar la manivela hasta su posicionado correcto.

Para el escamoteado de la manivela, se procede en orden inverso.



5.2.- ELEVACION-DESCENSO DEL MODULO DE TRONCO

Para la elevación del módulo de tronco, girar en el sentido de las agujas del reloj la manivela de la izquierda.


Para descender el módulo de trono, proceder en sentido contrario al de las agujas del reloj.



5.3.- ELEVACION-DESCENSO DEL MODULO DE PIERNAS

Para la elevación del módulo de tronco, girar en el sentido de las agujas del reloj la manivela de la derecha.

Para descender el módulo de trono, proceder en sentido contrario al de las agujas del reloj.




5.4 - QUINTA RUEDA® Y FRENO DE LA CAMA

Pedal QUINTA RUEDA®:


PARDO incorpora una novedad técnica patentada a la cama KOMPLET, la quinta rueda, posicionada en el centro de la cama, que permite hacerla girar 360° sobre sí misma, con gran facilidad, puesto que puede girarse con una sola mano y en un espacio físico reducido.

La quinta rueda permanece inactiva mientras no sea necesaria su utilización, y en el momento en que sea precisa, se acciona de forma fácil y cómoda mediante un pedal. La quinta rueda es además autonivelable y se adapta a los diferentes estados del suelo, proporcionando una gran estabilidad a la cama.




Pedal bloqueo de las ruedas:

A través del pedal se bloquearán simultáneamente las cuatro ruedas para dejar frenada la cama.




5.5.- DESPLAZAMIENTO DE LA CAMA

La traslación de la cama, está permitida por cuatro ruedas giratorias y una auxiliar central (5ª Rueda). Dispone de un sistema de frenado que permite el bloqueo total de las ruedas.



Accionamiento de
desbloqueo de ruedas.




Accionamiento de
bloqueo de ruedas.

5.6. - SISTEMA DE POSICIONADO DEL MÓDULO DE PIERNAS

Una vez elevado el módulo de piernas manualmente, actuar sobre dicho módulo hasta conseguir la posición deseada. El sistema de bisagras permite siete posiciones distintas.

Para aumentar la inclinación basta con tirar hacia arriba de dicho módulo. Asegurarse del correcto posicionado de ambas bisagras.

Para disminuir la inclinación, elevar ligeramente el módulo y bajarlo hasta la posición deseada.



5.7.- POSICION TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG

Para conseguir las distintas posiciones Trendelemburg y Antitrendelemburg, accionar la palanca, y sujetando el bastidor, inclinarlo hasta conseguir la posición deseada. Antes de soltar dicho bastidor, comprobar que la cama se encuentre correctamente fijada en la posición deseada.

Antes de realizar los movimientos Trendelemburg y Antitrendelemburg asegurarse que las ruedas estén bloqueadas.

Las posiciones Trendelemburg y Antitrendelemburg solamente pueden realizarse en su totalidad cuando la altura de la cama supera los 59 cm. Estando el lecho en posición Antitrendelemburg, el conjunto dispone de un mecanismo que, al descender la cama hasta su altura mínima, lo libera automáticamente de dicha posición, para permitir el descenso completo de la cama.



5.8.- ELEVACION/DESCENSO CAMA

Para elevar la cama pisar el pedal verde hasta que esta llegue a la posición deseada. Para descender la cama pisar el pedal rojo.



5.9.- SOLUCION DE PROBLEMAS

Si se observan anomalías en el funcionamiento de la cama, comprobar que ningún movimiento se halla obstaculizado por material alguno.

No obstante, si persiste la anomalía, ponerse en contacto con el distribuidor para la resolución del problema.


5.10.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpieza general: Se recomienda limpiar la cama con detergente y agua tibia. No utilice líquidos abrasivos.
- Limpieza de manchas difíciles: Se recomienda utilizar productos de limpieza convencionales y un cepillo de cerdas suaves.
- Limpieza a vapor: No es recomendable su uso ya que el exceso de humedad y temperatura puede dañar algunos componentes.


Mantenimiento:

La cama no necesita un plan de mantenimiento específico; no obstante, se recomienda que preventivamente se revisen con una periodicidad anual los siguientes aspectos:

- Sistemas de fijación de las barandillas.
- Sistema de frenado de las ruedas.

6 - RELACIÓN DE ELEMENTOS DE LA CAMA KOMPLET FUTURE


Nº	DENOMINACIÓN
1	Pedal de subida/bajada cama
2	Lecho de plástico 930x535
3	Lecho de plástico 930x150
4	Maneta M6 x 24
5	Ruedas 150 Servo
6	Manivelas Husillos
7	Palanca Trendelemburg/Antitrendelemburg
8	SopORTE plástico accesorios clínica
9	Pedal 5ª rueda
10	Pedal bloqueo ruedas
11	Arquillo CL-2003 Extensible



Nº	DENOMINACIÓN
14	Rueda 150 antiestática
15	Husillo Respaldo
16	Husillo Extremidades
17	Rueda central
18	Gato hidráulico
19	Herraje 6 posiciones

7 - ADVERTENCIAS

Pese a ser la cama una maquina sencilla y segura en su utilización correcta, indicamos a continuación una serie de consejos y advertencias de uso:

- La cama está diseñada para su uso en el interior. No utilizar o almacenar en el exterior o en ambientes húmedos.
- No debe accionarse ningún movimiento sin haber colocado previamente el colchón.
- La cama deberá ser manipulada por personal responsable e instruido en el manejo de la misma.
- En caso de cualquier duda en el uso y mantenimiento de la cama, ponerse en contacto con el fabricante. Cualquier modificación o manipulación indebida de la cama anula la responsabilidad de la empresa fabricante ante cualquier daño que se pudiera producir.
- En caso de deformación de cualquier parte de la cama, ponerse en contacto con el distribuidor.
- No sentarse sobre los módulos de tronco y piernas, estando éstos elevados, ni accionar los movimientos, si existen personas sentadas en dichos módulos.
- En los movimientos de elevación y descenso de módulos se deberá observar la presencia de materiales o zonas del cuerpo del usuario o cualquier persona cercana, que puedan interponerse entre el lecho y el bastidor de la cama. En caso contrario podría existir el riesgo de aplastamiento entre el lecho y los puntos de apoyo de éste al descender.
- En los movimientos de ascenso y descenso del carro, el usuario deberá tener cuidado de no acceder a los huecos de la tijera del sistema de ascenso o descenso ya que puede existir riesgo de aplastamiento.


8 ACCESORIOS**1 CABECEROS / PIECEROS****1.1 CABECERO / PIECERO EXTRAIBLE****Composición**

- Estructura en Poliolefina.
- Tubos de anclaje en acero.

Peso: 5 kgs aproximadamente.

**Colocación del cabecero / piecero:**

- Anclar el los ejes de acero en los soportes de plástico de la estructura de la cama.
- Colocar las manetas, roscándolas en las pletinas del cierre, según se muestra en la figura.



Advertencias

- Diseñado para su instalación en camas de nuestra fabricación.
- Para su limpieza se deberá emplear agua jabonosa. En caso de requerirse productos de mayor poder de limpieza, podrá emplearse lejía o amoníaco siempre muy diluidos.
- Revisar periódicamente el apriete de las sujeciones a la cama.
- No sentarse ni apoyarse sobre él.

RIESGOS DE APLASTAMIENTOS / ATRAPAMIENTOS

Riesgo de aplastamiento entre partes de la cama y el cabecero / piecero.

1.2 CABECERO DESLIZABLE INOX O PINTADO

Composición

- Estructura en acero inoxidable o acero con recubrimiento poliéster.
- Tablero de fibra de 18 mm con laminado termoconformado, fórmica o similar.
- Disco de freno en polipropileno TPE.

Peso: 9 kgs aproximadamente.



Instrucciones de uso:

-Asegurarse de que las ruedas de la cama están bloqueadas.

Para deslizarlo hacia abajo:

- 1.- Sujetar con una mano el cabecero / piecero y accionar el asa hacia la cama hasta su desbloqueo.
- 2.- Deslizar despacio el cabecero / piecero hasta su posición inferior, sujetándolo en todo su recorrido.

Para su elevación:

Tirar hacia arriba de la parte superior del cabecero / piecero hasta hacer tope. Asegurarse que queda anclado en la posición elevada.



Advertencias

- Diseñado para su instalación en camas de nuestra fabricación.
- Para su limpieza se deberá emplear agua jabonosa. En caso de requerirse productos de mayor poder de limpieza, podrá emplearse lejía o amoníaco siempre muy diluidos.
- Revisar periódicamente el apriete de las sujeciones a la cama.
- No sentarse o apoyarse sobre él.
- Antes de cualquier accionamiento se recomienda bloquear las ruedas de la cama.
- Sujetar el cabecero / piecero en todo su recorrido para evitar daños por choque.

-Cerciorarse que no existan obstáculos que impidan su accionamiento y asegurarse que quede bien fijado en su posición elevada.

RIESGOS DE APLASTAMIENTOS / ATRAPAMIENTOS

- Riesgo de aplastamiento entre el cabecero / piecero y el suelo, al descender en posición trendelemburg.
- Riesgo de aplastamiento entre partes de la cama y el cabecero / piecero.

1.3 CABECERO / PIECERO INOX O PINTADO

Composición

- Estructura en acero inoxidable o acero con recubrimiento poliéster.
- Tablero de fibra de 18 mm con laminado termoconformado, fórmica o similar.
- Disco de freno en polipropileno TPE.

Peso: 9 kgs aproximadamente.



Advertencias

- Diseñado para su instalación en camas de nuestra fabricación.
- Para su limpieza se deberá emplear agua jabonosa. En caso de requerirse productos de mayor poder de limpieza, podrá emplearse lejía o amoníaco siempre muy diluidos.
- Revisar periódicamente el apriete de las sujeciones a la cama.
- No sentarse ni apoyarse sobre él.

RIESGOS DE APLASTAMIENTOS / ATRAPAMIENTOS

Riesgo de aplastamiento entre partes de la cama y el cabecero / piecero.

1.4 PIECERO INOX O PINTADO C/MESA

Composición

- Estructura en acero inoxidable o acero con recubrimiento poliéster.
- Tablero de fibra de 18 mm con laminado termoconformado, fórmica o similar.
- Disco de freno en polipropileno TPE.
- Mesita abatible de fibra de 18 mm con laminado termoconformado, fórmica o similar.

Peso: 11 kgs aproximadamente.



Accionamiento de la mesita:

- Para colocar la mesita en posición de uso elevarla hasta la posición deseada.
- Para abatirla elevar con cuidado el tablero a la posición más elevada posible y bajarlo sujetándolo en todo su recorrido hasta colocarlo en posición vertical.

Advertencias

- Piecero diseñado para su instalación en camas de nuestra fabricación.
- Para su limpieza se deberá emplear agua jabonosa. En caso de requerirse productos de mayor poder de limpieza, podrá emplearse lejía o amoníaco siempre muy diluidos.
- Revisar periódicamente el apriete de las sujeciones a la cama.
- No sentarse ni apoyarse sobre el piecero ni la mesita.

RIESGOS DE APLASTAMIENTOS/ATRAPAMIENTOS

- Riesgo de aplastamiento entre partes de la cama y el piecero.
- Riesgo de aplastamiento entre la mesita y el piecero.

2 BARANDILLAS

El objeto de las barandillas es recordar al paciente los límites de la cama pero en modo alguno constituyen por sí mismas un dispositivo de contención. Industrias H. Pardo S.A. aconseja que sea el personal médico quien defina en cada caso el método necesario para garantizar la seguridad del paciente en la cama.

Advertencia: El uso de cualquier elemento cubrecolchón (antiescaras..etc.) reduce la altura real de las barandillas así como otras dimensiones del equipo. En el caso de utilizar uno de estos sistemas, evalúe el riesgo de que un paciente sufra una caída o atrapamiento y tome las medidas necesarias.

2.1 BARANDILLA SALDUBA

Composición

- Estructura exterior fabricada en ABS ignífugo, fácilmente limpiable.
- Estructura de acero con acabado superficial en pintura poliéster.

Peso: 7,5 kgs aproximadamente.



Instrucciones de uso

Accionamiento desplegado:

Tirar de la barandilla hacia el exterior.

Elevar la barandilla girándola sobre su anclaje hasta que se produzca el bloqueo automático. Para acceder a una posición más elevada accionar sobre el tirador rojo y acompañar la barandilla hasta el siguiente tope.

Accionamiento plegado:

Accionar el tirador rojo acompañando la barandilla hasta su posición más baja.

Deslizar barandilla hacia el interior de la cama.

Advertencias

- Estos productos sólo pueden ser utilizados colocándolos correctamente sobre una cama de nuestra fabricación.
- Para su limpieza se deberá emplear agua jabonosa. En caso de requerirse productos de mayor poder de limpieza, podrá emplearse lejía o amoníaco siempre muy diluidos.
- Revisar periódicamente el apriete de las sujeciones a la cama.
- No sentarse o apoyarse sobre la barandilla.
- Antes de cualquier accionamiento se recomienda bloquear las ruedas de la cama.
- Cerciorarse que no existan obstáculos que impidan su accionamiento y asegurarse que quede bien fijado en cualquiera de sus posiciones.

RIESGOS DE APLASTAMIENTOS / ATRAPAMIENTOS

- Riesgo de aplastamiento entre barandillas SALDUBA al elevar los módulos, en cualquier posición de las 2 posiciones de uso.
- Riesgo de aplastamiento entre barandillas SALDUBA y su soporte al plegar la barandilla.
- Riesgo de aplastamiento entre barandillas SALDUBA y el suelo, al estar la barandilla plegada y descender en movimiento trendelemburg o anti-trendelemburg.




2.2 BARANDILLAS INOX O PINTADA

Composición:

- Barandillas compuestas por cuatro tubos de acero inoxidable o con recubrimiento superficial en poliéster, montados sobre soportes de material termoplástico con alma metálica de alta resistencia al impacto o deterioro.
- Mango para elevación de goma.

Peso: 8,5 kg aproximadamente.



Instrucciones de uso

Accionamiento desplegado

1. Tirar de la barra inferior hacia fuera con las dos manos hasta hacer tope.
2. Para el despliegado de la barandilla coger de la empuñadura de goma situada en el tubo superior, observar que no existan obstáculos que impidan la elevación de la misma.
3. Elevar la barandilla, sujetándola por la empuñadura, hasta que se produzca el bloqueo automático en posición elevada.

Accionamiento plegado

1. Desbloquear la barandilla accionando el tirador hacia abajo.
2. Plegar la barandilla sujetando de la empuñadura y observando que no existan obstáculos que puedan interferir en el movimiento.

Empujar de la barra inferior hacia dentro con las dos manos simultáneamente hasta hacer tope (escamoteo).

Advertencias

- Estos productos sólo pueden ser utilizados colocándolos correctamente sobre una cama de nuestra fabricación.
- Para su limpieza se deberá emplear agua jabonosa. En caso de requerirse productos de mayor poder de limpieza, podrá emplearse lejía o amoníaco siempre muy diluidos.


RIESGOS DE APLASTAMIENTOS / ATRAPAMIENTOS

- Riesgo de aplastamiento entre la banderola de la barandilla “inox” o “pintada” y el suelo, al descender la cama y encontrarse la barandilla plegada.
- Riesgo de aplastamiento entre la barandilla y las distintas partes del bastidor de la cama.
- Riesgo de aplastamiento entre los tres tubos inferiores.

3 PORTASUEROS

Composición

- Estructura fija en tubo de acero con acabado superficial poliéster.
 - Maneta de bloqueo en nylon.
 - Tubo telescópico de acero inoxidable con soporte de nylon y ganchos de acero inoxidable.
- Peso: 1,5 Kg. aproximadamente.



Instrucciones de uso

Para elevar o descender el tubo superior:

- 1.- Sujetar con una mano el tubo superior de acero inoxidable mientras con la otra se desbloquea girando la maneta.
- 2.- Deslizarlo a la posición deseada y bloquear de nuevo girando la maneta en sentido contrario. Asegurar un apriete correcto.

Advertencias

- Este producto sólo puede ser utilizado colocándolo correctamente sobre una cama de nuestra fabricación.
- Para su limpieza se deberá emplear agua jabonosa. En caso de requerirse productos de mayor poder de limpieza, podrá emplearse lejía o amoníaco siempre muy diluidos.
- Sujetar el tubo de acero inoxidable al aflojar la maneta para evitar su caída.
- El peso máximo a soportar por el portasueros es de 5 Kg.


RIESGOS DE APLASTAMIENTOS / ATRAPAMIENTOS

- Riesgo de aplastamiento entre las partes de complementos de la cama y los elementos del portasueros.

4 POTENCIA INOX O PINTADA

Composición

- Estructura de acero con acabado superficial pintura poliéster o acero inoxidable.
 - Sistema de limitación de recorrido del asa de varilla de acero inoxidable.
 - Asa en poliamida unida al tubo por medio de correas.
- Peso: 4,5 Kg. aproximadamente.



Advertencias

- Este producto sólo puede ser utilizado colocándolo correctamente sobre una cama de nuestra fabricación.
- Para su limpieza se deberá emplear agua jabonosa. En caso de requerirse productos de mayor poder de limpieza, podrá emplearse lejía o amoníaco siempre muy diluidos.
- La potencia sólo debe colocarse en una posición: con el asa sobre la cama.
- El peso máximo a soportar por la potencia pintada es de 100 Kg., y de 75 Kg. por la potencia de acero inoxidable.


5 ARCO BALCÁNICO

6 - 1 ARCO BALCÁNICO EXTENSIBLE

Composición

- Estructura de acero inoxidable.
- Manetas de bloqueo de nylon.

Peso: 35 kg aproximadamente.



Advertencias

- Este producto sólo puede ser utilizado colocándolo correctamente sobre una cama de nuestra fabricación.
- Deberá ser manipulado por personal responsable e instruido en el manejo del mismo.
- Todas las manetas deben estar correctamente apretadas. En caso de que alguna se hallara incorrectamente bloqueada, puede existir peligro de impacto por caída del tubo ó accesorio.
- Para su limpieza se deberá emplear agua jabonosa. En caso de requerirse productos de mayor poder de limpieza, podrá emplearse lejía o amoníaco siempre muy diluidos.
- No está permitido colgar pesos mayores de 75 kgs.
- Revisar el correcto estado de las correas antes de su utilización.
- No utilizar el arco balcánico para desplazar la cama.



Edificio Technocenter
Plataforma Logística de Zaragoza PLA-ZA
c/ Bari, 31 - Oficina 19 (Planta Baja) - 50197 Zaragoza (España)
Tel. Centralita: +34 976 300 033 - Fax: +34 976 320 647
Tel. Healthcare: +34 976 300 651
healthcare@pardo.es - export@pardo.es
www.pardo.es

FÁBRICA:
Autovía de Logroño, km 5,800 - 50011 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 300 033- Fax: +34 976 320 647